

TABS CHLORINE



PASTILLES ASSAINISSANTES EFFERVESCENTES À BASE DE DICHLOROISOCYANURATE

- Haute concentration de chlore
- Effet assainissant
- Excellente solubilité

Pastilles effervescentes à action assainissante/blanchissante à base de dichloroisocyanurate, pour tous types de surfaces. Pour blanchissement de textiles: tous les textiles blancs ou colorés résistant au chlore. Utiliser à une température inférieure à 60°C.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement nettoyé, dissoudre deux pastilles dans 5 L et procéder à l'assainissement en appliquant la solution directement sur la surface. Laisser un temps de contact et laisser sécher. En immersion pour la vaisselle, diluer une pastille par cycle de lavage. Pour le blanchissement des textiles non colorés, introduire dans le lave-linge une pastille tous les 4 kg de tissu.



🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Pastilles

COULEUR: Blanc

PARFUM: Technique

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
6,5 ± 0,5 (sol. 1%)	> 95				

Autre informations: Chaque tablette contient 3,34 g de dichloroisocyanurate de sodium dihydrate correspondant à 1,50 g de chlore actif.

TABS CHLORINE**! PRECAUTION**

Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS D'INGESTION:** appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Stocker à une température ne dépassant pas 50 °C. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient troclosene sodium, dihydraté.



ATTENTION



ATTENTION

📄 NOTES

Conserver en milieu non humide et chaud. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4195	gr 500	12	12x5=60